



#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nombre:</b>	Guante látex quirúrgico estéril sin polvo.
<b>Marca:</b>	Cranberry.
<b>Material:</b>	Látex.
<b>Color:</b>	Blanco Natural.
<b>Tallas:</b>	6, 6½, 7, 7½, 8, 8½.
<b>Presentación:</b>	50 pares x caja. Cada par en sobre estéril.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Función:</b>	Los guantes quirúrgicos de látex estéril sin polvo son una excelente barrera física, brindan un calce seguro, cómodo y flexible durante horas en pabellón y/o en cualquier otro procedimiento que se requiera técnica estéril. Este dispositivo médico no posee polvo, disminuyendo la sensibilidad y posibilidad de provocar alergias al látex. El polvo en los guantes actúa como transportador de la proteína del látex hacia la piel y/o vías respiratorias del usuario, provocando sensibilidad y alergias. (Warning FDA, 2017) Su uso se extiende al área médica, dental, veterinaria, estética y cosmética.		
<b>Libre de Látex:</b>	No.	<b>Estéril:</b>	Sí, en rayos gamma.
<b>Polvo:</b>	No.		
<b>Componente del polvo:</b>	Contiene polvo residual (almidón de maíz).		
<b>Vigencia:</b>	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
<b>Almacenamiento:</b>	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C, humedad máxima 80%.		
<b>Uso:</b>	Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>		

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>Anatómico:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	<b>Microtexturado:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	<b>Resistente:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
<b>Suave:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	<b>Flexible:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	<b>Elasticidad:</b>	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>

- Guante con elasticidad y memoria mantenida, favoreciendo el manejo del usuario al conservar su forma anatómica y calce.  
- Guante suave y microtexturado en dedos y palma, esta característica facilita el agarre y manejo del usuario al contacto con fluidos y/o sangre.  
- El guante quirúrgico posee una cantidad residual de almidón de maíz o polvo en su fabricación, por tanto, la proteína del látex no posee un teletransportador dermatológico ni aéreo que cause efectos adversos en la salud de los usuarios en el largo plazo.  
- Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2 mg de almidón de maíz x unidad". Reutter a través de Cranberry trabaja con menos de 1 mg de polvo x guante, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada.  
**Referencia Warning FDA, enero 2017.**

#### PROPIEDADES FÍSICAS

<b>Cont. Humedad:</b>	Bajo 0,8% x unidad			<b>Elongación al quiebre:</b>	Mínimo 800%
<b>Largo:</b>	Mínimo 285 mm			<b>Resistencia a la tracción:</b>	Mínimo 30 (MPa)
<b>Grosor mínimo:</b>	<b>Dedo</b>	<b>Palma</b>	<b>Puño</b>	<b>Proteína:</b>	Menos de 200 ug/dm <sup>2</sup>
	0,22 mm	0,19 mm	0,14 mm	<b>Polvo:</b>	Menos de 1mg de polvo x guante

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO**

Código Interno	Talla	Ancho de palma	Largo	Espesor dedo	Peso x par
ACGQLCR1	6	78 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	20 gr ± 0,2
ACGQLCR2	6½	85 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	22 gr ± 0,2
ACGQLCR3	7	90 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	22,6 gr ± 0,2
ACGQLCR4	7½	92 mm ± 0,2	297 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	22,8 gr ± 0,2
ACGQLCR5	8	103 mm ± 0,2	297 mm ± 0,2	0,21 mm ± 0,01	24,4 gr ± 0,2
ACGQLCR6	8½	110 mm ± 0,2	300 mm ± 0,2	0,21 mm ± 0,01	25,3 gr ± 0,2

**CERTIFICACIONES**

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado ISO 13485:2016
- Certificado ISO 9001
- Certificado EC

Este producto cuenta con el siguiente registro sanitario :

- Registro ISP 593/22

**DESCRIPCIÓN GRÁFICA**

**Cranberry®**

 PROVEEDOR  
 ChileCompra  
**Express**  
 Tienda virtual de Convenios Marco

Producto importado y comercializado por **REUTTER S.A.**

Ficha Técnica V-00 **propiedad de Empresas Reutter**. Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

✉ contacto@reutter.cl

☎ +56 2 2489 7000

📍 Av. El Salto 4447, Huechuraba, Santiago

**www.reutter.cl**